

NanoEdge

EINMAL-TREPANE
UND HORNHAUT-
STANZEN



FÜR LAMELLÄRE
UND PERFORIERENDE
KERATOPLASTIKEN

NANOEDGE EINMAL-VAKUUMTREPANE

- Rutschfeste Handgriffe
- Kontrollierte Schnitt-Tiefe: 0,0625 mm Vorschub pro Viertelumdrehung bzw. 0,25 mm pro vollständige Umdrehung für präzise Schnitte in verschiedenen cornealen Schichten
- Nahtfreie Klinge für präzise Schnitte
- Große Auswahl verschiedener Größen in kleinen Abstufungen für fast alle cornealen Applikationen
- Zielfadenkreuz und Durchsicht für optimale Ausrichtung mit der Visusachse

- Sicheres Vakuum gewährleistet präzise Schnitte und damit ein kontrolliertes post-operatives Ergebnis
- 16 Markierzinken zeichnen ein symmetrisches Muster auf der Empfänger-Hornhaut. Dies erleichtert eine korrekte Ausrichtung der Nähte und minimiert die Gefahr eines OP-induzierten Astigmatismus'



16
RADIALE
NAHT-
MARKIERER

NANOEDGE EINMAL-VAKUUMTREPANE radial

G-570600.....6.00 mm

G-570650.....6.50 mm

G-570700.....7.00 mm

G-570725.....7.25 mm

G-570750.....7.50 mm

G-570775.....7.75 mm

G-570800.....8.00 mm

G-570825.....8.25 mm

G-570850.....8.50 mm

G-570875.....8.75 mm

G-570900.....9.00 mm

NANOEDGE

EINMAL-HORNHAUTSTANZEN

- Führungsstifte unterstützen präzise Schnittführung ohne Verrutschen oder Verkippen
- Maximaler Kontrast zwischen Transplantat und weißem Schneideblock minimiert Notwendigkeit des Nachfärbens
- Rutschfreie Positionierung des Transplantates dank Platzierungsring und Applikation von Vakuum (bei G-560xxx)
- Nahtfreie Klinge für präzise Schnitte



- Ergonomisch geformte Halteflächen gewährleisten eine präzise Trepanation der Corneo-Skleralscheibe

NANOEDGE EINMAL-HORNHAUTSTANZEN

G-540600 6.00 mm	G-540725 7.25 mm	G-540850 8.50 mm
G-540625 6.25 mm	G-540750 7.50 mm	G-540875 8.75 mm
G-540650 6.50 mm	G-540775 7.75 mm	G-540900 9.00 mm
G-540675 6.75 mm	G-540800 8.00 mm	G-540925 9.25 mm
G-540700 7.00 mm	G-540825 8.25 mm	G-540950 9.50 mm



VAKUUM-HORNHAUTSTANZEN

- Fixierung durch Vakuum ermöglicht präzise Trepanation der Corneo-Skleralscheibe

PLATZIERUNGSRING

- Das Anpressen der Hornhaut an den Schneideblock (vor dem Schnitt) unterstützt eine rutschfreie Präparation des Transplantats

NANOEDGE EINMAL-VAKUUM-HORNHAUTSTANZEN

G-560600 6.00 mm	G-560700 7.00 mm	G-560800 8.00 mm	G-560900 9.00 mm
G-560625 6.25 mm	G-560725 7.25 mm	G-560825 8.25 mm	G-560925 9.25 mm
G-560650 6.50 mm	G-560750 7.50 mm	G-560850 8.50 mm	G-560950 9.50 mm
G-560675 6.75 mm	G-560775 7.75 mm	G-560875 8.75 mm	

NANOEDGE EINMAL-TREPANE

- Nahtfreie Klinge für präzise Schnitte und ein kontrolliertes post-operatives Ergebnis
- Große Auswahl verschiedener Größen in kleinen Abstufungen für fast alle cornealen Applikationen
- Sehr feine Abstufungen der Durchmesser im relevanten Bereich zwischen 6.0 und 9.0 mm



NANOEDGE EINMAL-TREPANE 16 mm hoch

G-520400 4.00 mm	G-520750 7.50 mm	G-521050 10.50 mm	G-521500 15.00 mm
G-520500 5.00 mm	G-520775 7.75 mm	G-521100 11.00 mm	G-521550 15.50 mm
G-520550 5.50 mm	G-520800 8.00 mm	G-521150 11.50 mm	G-521600 16.00 mm
G-520600 6.00 mm	G-520825 8.25 mm	G-521200 12.00 mm	G-521650 16.50 mm
G-520625 6.25 mm	G-520850 8.50 mm	G-521250 12.50 mm	G-521700 17.00 mm
G-520650 6.50 mm	G-520875 8.75 mm	G-521300 13.00 mm	G-521800 18.00 mm
G-520675 6.75 mm	G-520900 9.00 mm	G-521350 13.50 mm	
G-520700 7.00 mm	G-520950 9.50 mm	G-521400 14.00 mm	
G-520725 7.25 mm	G-521000 10.00 mm	G-521450 14.50 mm	

NANOEDGE EINMAL- PRÄPARIERBLOCK

*NanO*Edge

- Maximaler Kontrast zwischen Transplantat und weißem Präparierblock erlaubt präzise Positionierung der Corneo-Skleralscheibe für beste Trepanationsergebnisse
- Zentrierte Vertiefung erleichtert Positionierung und Fixierung der Corneo-Skleralscheibe während der Präparation



NANOEDGE EINMAL-PRÄPARIERBLOCK

G-500001..... NanoEdge Präparierblock, Teflon

Die GEUDER AG behält sich Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vor.
Für die Richtigkeit jeder einzelnen Angabe kann keine Gewähr übernommen werden.

Illustrationen nicht maßstabsgerecht.

GEUDER AG
Hertzstraße 4
69126 Heidelberg
Germany

Tel.: +49 6221 3066
Fax: +49 6221 303122
info@geuder.de
www.geuder.de