

Gefäßklammern

Biover




Bestell-Informationen

- für Arterien (gelb):

- Ø kleiner als 1 mm TKS
- Ø 1 bis 2 mm TKM
- Ø bis zu 4 mm TKL

- für Venen (grün):

- Ø 0.2 bis 1 mm TKFV
- Ø kleiner als 1 mm TKSV
- Ø 1 bis 2 mm TKMV
- Ø grösser als 2 mm TKLV



TKM-2

Abb. in Originalgröße

rösse/Kat.-Nr.	A	B	C	D	Gewicht	Pressdruck pro mm²
rterien (gelbe Klammern)						
KS-1	10.0 mm	4.5 mm	2.5 mm		0.06 g	40 g
KS-2				~ 7.5 mm	0.13 g	
KM-1	11.5 mm	5.5 mm	3.0 mm		0.12 g	60 g
KM-2				~12.5 mm	0.25 g	
KL-1	15.0 mm	6.5 mm	3.5 mm		0.25 g	120 g
KL-2				~15.0 mm	0.50 g	
enen (grüne Klammern)						
KFV-1	7.0 mm	4.0 mm	2.3 mm		0.03 g	15 g
KFV-2				~8.0 mm	0.06 g	
KSV-1	10.0 mm	4.5 mm	2.5 mm		0.06 g	20 g
KSV-2				~7.5 mm	0.13 g	
KMV-1	11.5 mm	5.5 mm	3.0 mm		0.12 g	30 g
KMV-2				~12.5 mm	0.25 g	
KLV-1	15.0 mm	6.5 mm	3.5 mm		0.25 g	40 g
KLV-2				~15.0 mm	0.50 g	

Lieferkonditionen:

Einzel- und Doppel-Klammern sind steril verpackt und gebrauchsfertig.

Lieferung: Eine Schachtel enthält 10 Einzel-Klammern oder 10 Doppel-Klammern eines Typs.

Jeder Typ Klammern hat eine verschieden farbige Verpackung und ist deshalb leicht identifizierbar.

Verbesserungen jeglicher Art können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Warnung:

Die Biover® Gefäßklammern dürfen nicht im Bereich des zentralen Nervensystems und des zentralen Kreislaufsystems verwendet werden.